

Mab De Lapin Anti-Hspa14 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q0Vdf9

Numéro d'article: CM0006620

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'HSPA14 humain (HSP70-4, HSP70L1) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'Homme et la Souris. Chaperonne cytosolique impliquée dans le repliement des polypeptides naissants.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HSPA14
Remarques / Alias	HSP70-4 ; HSP70L1 ; MSANTD7 ; HSPA14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51182
Identifiant du gène	51182
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HSPA14 humain (Q0VDF9).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q0VDF9
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace