


Anticorps Polyclonal Hspb11 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y547

Numéro d'article: CM0023722



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HSPB11 (IFT25, PP25) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la biologie ciliaire, la signalisation SHH, et la recherche sur la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin HSPB11
Remarques/Alias	PP25, FAP232, HSPB11, C1orf41, CFAP232, HSPC034
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51668
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-144 de HSPB11 humain (NP_057210.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y547
Poids moléculaire de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace