


Htatsf1 Rabbit Pab - O43719

Numéro d'article: CM0029709



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HTATSF1, un composant du spliceosome et cofacteur du Tat du VIH. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage nucléaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTATSF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TATSF1; TAT-SF1; dJ196E23.2; HTATSF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27336
GeneID	27336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'HTATSF1 humaine (NP_055315.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43719
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace