


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Htra3 Pour Wb Et Elisa - P83110

Numéro d'article: CM0013932



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine HTRA3 (protéase sérine, suppresseur de tumeur, développement placentaire). Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTRA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Prsp; Tasp; HTRA3
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (Humain)	94031
Identifiant du gène	94031
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 334-453 de la protéine HTRA3 humaine (NP_444272.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P83110
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace