

Panel De Cellules T Humaines Activées - Anticorps Monoclonal De Lapin

Numéro d'article: CM0009186

Introduction

Panel de cellules T humaines activées, anticorps monoclonaux de lapin destinés à l’analyse par cytométrie en flux des cellules T humaines activées. Conçu pour la recherche en immunologie et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Panel de cellules T humaines activées
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
Expédition	Sac réfrigérant