

Ager Humain, Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q15109

Numéro d'article: CM0019034



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant AGER humain (RAGE), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient à la recherche sur l'inflammation, le diabète et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGER humain, anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	RAGE ; sRAGE ; SCARJ1 ; AGER humain
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	177
ID du gène	177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 344 de l'AGER humain (NP_001127.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q15109
Poids moléculaire	43 kDa
Expédition	Sac de glace