


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Complément Humain C6 Pour Wb Et Elisa - P13671

Numéro d'article: CM0014279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le complément C6 humain, une composante clé du MAC. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C6 Lapin pAb
Remarques/Alias	C6
Espèce	Humain
ID de gène	729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 586-934 du C6 humain (NP_000056.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13671
Poids moléculaire	105kDa
Expédition	Sac de glace