


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgA1 Humaine Pour Wb Et Elisa - P01876

Numéro d'article: CM0004054



Introduction

CamelBio propose cet anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IgA1 humaine, validé pour les applications WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'immunité muqueuse, la fonction des immunoglobulines et la biologie des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-IgA1 humaine
Remarques/Alias	IgA1
Espèce	Humain
ID de gène	3493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-353 de l'IgA1 humaine (P01876)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01876
Poids moléculaire	37KDa/42KDa
Expédition	Sac de glace