

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgE Humaine Pour Wb, Fc, Elisa - P01854

Numéro d'article: CM0006982



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la région constante de la chaîne lourde de l'IgE humaine (IGHE, P01854). Validé en WB, FC, ELISA. Reconnaît l'IgE sécrétée et membranaire, essentielle pour la recherche sur les allergies, l'inflammation et les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgE humaine
Remarques/Alias	Igh2 ; IGHE ; IGHEP1 ; IgE humaine
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3497 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-428 de l'IgE humaine (P01854).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01854
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace