


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg Humaine (Fc) Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Numéro d'article: CM0006024



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IgG humaine (Fc) de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reconnaît les sous-classes d'IgG humaines (P01857, P01859, P01860, P01861). Immunogène recombinant, 52kDa. Idéal pour la recherche immunologique et diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IgG humaine (Fc)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3,500,350,135,023,500
GeneID	3,500,350,135,023,500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-330 de l'AcM anti-IgG humaine (Fc) (P01857).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Poids moléculaire de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace