


Anticorps Polyclonal De Lapin Dirigé Contre La Chaîne Lourde Constante Gamma 1 De L'immunoglobuline G1 Humaine (Human IgG1) Pour Wb, Elisa - P01857

Numéro d'article: CM0024143



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IgG1 humaine (chaîne lourde constante gamma 1, IGHG1). Convient pour le transfert Western (Western blotting, WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. L'immunogène correspond aux acides aminés 21-130 (domaine CH1).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IgG1 humaine/Chaîne lourde constante gamma 1 de l'immunoglobuline pAc lapin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3500
GeneID	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-130 de l'IgG1 humaine/Chaîne lourde constante gamma 1 de l'immunoglobuline (P01857)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01857
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace