


Pab De Lapin Anti-Igm Humaine Pour Wb, Elisa - P01871

Numéro d'article: CM0026493



Introduction

Le pAb de lapin anti-IgM humaine cible la région constante de la chaîne lourde de l'IgM humaine (UniProt P01871). Validé pour le Western blot et l'ELISA, cet anticorps polyclonal est essentiel pour la recherche sur l'immunité humorale, la biologie des cellules B et les études de structure-fonction des immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-IgM humaine
Remarques/Alias	MU ; VH ; AGM1 ; IgM humaine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3507
GeneID	3507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 213-453 de l'IGHM humain (P01871)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01871
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace