

Panneau D'anticorps Monoclonaux Pour Neutrophiles Humains En Cytométrie En Flux - Panneau De Neutrophiles Humains

Numéro d'article: CM0008196

Introduction

Panneau d'anticorps monoclonaux de haute qualité ciblant les neutrophiles humains, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur la biologie des neutrophiles. Fourni avec expédition en sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panneau de neutrophiles humains
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sac de glace