

## Panel De Lymphocytes T Humains - Anticorps Monoclonal De Lapin

Numéro d'article: CM0012151

### Introduction

Panel d'anticorps monoclonaux de lapin destiné à l'analyse des lymphocytes T humains par cytométrie en flux (CF). Conçu pour des applications de recherche en immuno-oncologie et sur les lymphocytes T. Réactivité croisée avec les échantillons humains. Expédié dans un sac de glace.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                         |
|--------------------|--------------------------------|
| Nom du produit     | Panel de lymphocytes T humains |
| Source             | Lapin                          |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux          |
| Application        | CF                             |
| Réactivité croisée | Humaine                        |
| Expédition         | Sac de glace                   |