

Cocktail D'anticorps Monoclonaux Du Panel Tbnk Humain - Panel Tbnk Humain

Numéro d'article: CM0011898

Introduction

Panel TBNK humain composé d'anticorps monoclonaux de lapin pour la détection par cytométrie en flux des cellules T, B et NK dans des échantillons humains. Convient pour l'immunophénotypage dans la recherche et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panel TBNK humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sac de glace