

Panel Tbnk Humain

Numéro d'article: CM0009667

Introduction

Le Panel TBNK humain est un ensemble d'anticorps monoclonaux optimisé pour l'immunophénotypage par cytométrie en flux (CF) des cellules T, B et NK. Conçu pour des échantillons humains, il constitue un outil fiable pour la recherche en immunologie et les études cliniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panel TBNK humain
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humaine
Expédition	Sachet réfrigérant