

## Pab De Lapin Contre La Thioredoxine Réductase 1/Trxr1 Humaine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16881

Numéro d'article: CM0021334



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Thioredoxine Réductase 1 (TXNRD1) humaine pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche en biologie du redox et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin contre la Thioredoxine Réductase 1/TRXR1 humaine                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | TR ; TR1 ; TXNR ; TRXR1 ; GRIM-12 ; Thioredoxine réductase 1 (TXNRD1)                                                                                           |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                          |
| Identifiant du gène  | 7296                                                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-490 de la Thioredoxine réductase 1 (TXNRD1) humaine (NP_001087240.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                           |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                             |
| SWISS                | Q16881                                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 71 kDa                                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                    |