

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr3 Humain - O15455

Numéro d'article: CM0022877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TLR3 humain de haute qualité pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le TLR3 humain, un récepteur clé de l'immunité innée qui détecte l'ARN viral bicaténaire et active les réponses inflammatoires. Convient pour la recherche en immunologie et en maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-TLR3 humain
Remarques/Alias	TLR3; CD283; IIAE2; récepteur de type Toll 3; TLR3 humain
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7098
ID de gène	7098
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 24-339 du TLR3 humain (NP_003256.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15455
Poids moléculaire	72kDa/103kDa
Expédition	Sac de glace