

Panel De Lymphocytes B Transitionnels/Immatures Humains

Numéro d'article: CM0005095

Introduction

Panel d'anticorps monoclonaux pour l'identification par cytométrie en flux des lymphocytes B transitionnels et immatures humains. Adapté à la recherche en immunologie et au développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Panel de lymphocytes B transitionnels/immatures humains
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humaine
Expédition	Sac de glace