

Anticorps Polyclonal De Lapin Hus1B Pour Wb, Elisa - Q8Nhy5

Numéro d'article: CM0030632

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HUS1B pour applications WB et ELISA. Reconnaît la protéine humaine HUS1B (~31 kDa) avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études en biologie des points de contrôle et l'analyse de l'expression tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin HUS1B
Remarques/Alias	HUS1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	135458
GeneID	135458
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-278 de HUS1B humain (NP_683762.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NHYS
Poids moléculaire de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace