


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Histone H2A Hydroxylée-Y39 (P04908/P0C0S8) Pour Wb, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000072



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'histone H2A hydroxylée sur la tyrosine 39 (P04908/P0C0S8), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur l'épigénétique et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-histone H2A hydroxylée-Y39
Remarques/Alias	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histone H2A hydroxylée-Y39
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3012
GeneID	3012/8329
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide hydroxylé synthétique autour de la Y39 de l'histone H2A humaine (P04908)
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	P04908/P0C0S8
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace