

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Icam-1/Cd54 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Numéro d'article: CM0005476

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ICAM-1/CD54 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Essentiel pour étudier l'adhésion et la transmigration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-ICAM-1/CD54
Remarques/Alias	CD54 ; Ly-47 ; Icam-1 ; MALA-2 ; ICAM-1/CD54
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3383
GeneID	15894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-485 de l'ICAM-1/CD54 de souris (NP_034623.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13597
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace