

Anticorps Polyclonal De Lapin Id4 Pour Wb, Elisa - P47928

Numéro d'article: CM0018843

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ID4 humain, un régulateur transcriptionnel impliqué dans la croissance cellulaire, la différenciation et le cancer. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ID4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IDB4; bHLHb27; ID4
Espèce	Humain
GeneID	3400 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'ID4 humain (NP_001537.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P47928
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac isotherme