

Anticorps Monoclonal De Lapin Ifluor 594/Abflo 594 Pour Db Et Elisa - If594

Numéro d'article: CM0010413

Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Ifluor 594/ABflo 594 (iF594) est un anticorps indépendant de l'espèce destiné aux applications DB et ELISA. Il reconnaît spécifiquement le colorant Ifluor 594, ce qui en fait un outil essentiel pour la détection de colorants fluorescents dans les immunoessais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin Ifluor 594/ABflo 594
Remarques/Alias	iF594
Espèce	Indépendant de l'espèce
Immunogène	Composés chimiques correspondant à Ifluor 594
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendant de l'espèce
Expédition	Sac réfrigérant