


Anticorps Monoclonal Lapin Ifn-Bêta Pour Wb, Elisa - P01575

Numéro d'article: CM0007131



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre l'IFN-bêta de souris, adapté aux applications Western blot (WB) et ELISA. L'IFN-bêta est une cytokine clé de l'immunité innée aux fonctions antivirales et immunorégulatrices. Idéal pour la recherche en immunologie et maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IFN-bêta
Remarques / Alias	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3456
GeneID	15977
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-182 de l'IFN-bêta de souris (NP_034640.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01575
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac isotherme