

Polymab® Ifn Gamma De Lapin Pour Wb Et Elisa - P01579 / P01581

Numéro d'article: CM0005598



Introduction

PolymAb® IFN gamma de lapin (SWISS P01579/P01581), un anticorps monoclonal détectant l'interféron gamma humain et de rat par WB et ELISA. Idéal pour les études de recherche en immunologie et sur les infections.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® IFN gamma de lapin
Remarques / Alias	If2f; IFNG2
Espèce	Humain / Rat
GenelD (Humain)	3458
GenelD	3458/25712
Immunogène	Protéine recombinante d'IFN gamma humain/rat
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P01579/P01581
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace