

Ac Pab Lapin Ifnar2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48551

Numéro d'article: CM0019734



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFNAR2 humain (IFNARB, IFNABR) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'interféron de type I et de l'activation de la voie JAK-STAT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb lapin IFNAR2
Remarques/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3455
GeneID	3455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-243 de l'IFNAR2 humain (NP_997468.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48551
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace