

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Ifnar2 (Validé Ko) - [Validé Ko] Ifnar2 Rabbit Pab

Numéro d'article: CM0023765

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFNAR2 humain (IFN-R, IFNABR, IFNARB). Validé sur modèles Knockout (KO). Adapté pour les applications Western Blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation par interférons et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] IFNAR2 pAb de lapin
Remarques / Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; R2
Espèce	Humain
ID du gène	3455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-243 de l'IFNAR2 humain (NP_997468.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
Poids de la protéine	27kDa/37kDa/57kDa
Expédition	Sac de glace