

IgG Monoclonal De Lapin Anti-Igf2Bp1/Imp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nzi8

Numéro d'article: CM0011016



Introduction

IgG monoclonal de lapin recombinante ciblant l'IGF2BP1/IMP1 humain (Q9Nzi8). Validée pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéale pour l'étude du transport d'ARNm, de la régulation de la traduction et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IgG monoclonal de lapin anti-IGF2BP1/IMP1
Remarques / Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10642
GeneID	10642
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 101 et 200 de l'IGF2BP1/IMP1 humain (NP_006537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Nzi8
Poids de la protéine	49 kDa / 63 kDa
Expédition	Sac de glace