


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf2Bp3 (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - 000425

Numéro d'article: CM0026782



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IGF2BP3 (IMP3) humain. Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Utile pour l'étude du transport et de la stabilité de l'ARNm, ainsi que de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGF2BP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Espèce	Humain
ID de gène	10643
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-579 de l'IGF2BP3 humaine (NP_006538.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00425
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace