

Igfbp1 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P08833

Numéro d'article: CM0026575



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IGFBP1 humain ; validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Approprié pour étudier les voies médiées par l'IGF, la migration cellulaire et la régulation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3484
ID du gène	3484
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 81-259 de l'IGFBP1 humain (NP_000587.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08833
Poids protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace