

Igfbp5 Pab De Lapin - P24593

Numéro d'article: CM0016622



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IGFBP5 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'IGFBP5 humain, murin et de rat, un régulateur clé de la signalisation de l'IGF et de la production de la MEC. Idéal pour la recherche en oncologie et en biologie osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBP5 pAb de lapin
Remarques/Alias	IBP5 ; IGFBP5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3488
ID du gène	3488
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68-167 de l'IGFBP5 humain (NP_000590.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P24593
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace