

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikb-Z Pour Ihc-P, Elisa - Q9Byh8

Numéro d'article: CM0021161



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IκB-ζ humain (NFKBIZ), validé pour IHC-P/ELISA avec réactivité croisée souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF-kappa-B et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps polyclonal de Lapin anti-IκB-ζ
Remarques/Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Espèce	humain
GeneID (Humain)	64332
GeneID	64332
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'IκB-ζ humain (NP_113607.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9BYH8
Poids Moléculaire Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace