

Anticorps Monoclonal De Lapin Ikk α Pour Wb, Elisa - 015111

Numéro d'article: CM0002604



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IKK α validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains et murins. L'immunogène correspond au peptide N-terminal ; poids moléculaire attendu de 85 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation par NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb IKK α de lapin
Remarques / Alias	BPS2; IKK1; IKK α ; IKBK α ; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1147
GeneID	1147
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'IKK α humain (NP_001269.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	015111
Poids protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace