


Anticorps Monoclonal Lapin Ikk β Pour If/Cci Et Elisa - O14920

Numéro d'article: CM0002427



Introduction

Anticorps monoclonal lapin IKK β de haute qualité (O14920) pour les applications IF/CCI et ELISA. Cible l'IKK β humain, une kinase clé de la signalisation NF- κ B. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin contre IKK β
Remarques / Alias	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKBIKB; IKK-beta; IKK β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3551
GeneID	3551
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-756 de l'IKK β humain (O14920)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14920
Poids de la protéine	29-87 kDa
Expédition	Sac de glace