

Mab De Lapin Anti-IL-1 Alpha - P01582

Numéro d'article: CM0006454

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'IL-1 alpha de souris, adapté au Western blot et à l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'inflammation, de la signalisation des cytokines et des réponses immunitaires innées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IL-1 alpha
Remarques/Alias	IL-1a ; IL-1 alpha
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3552
ID du gène (souris)	16175
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01582
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace