


Ac Anti-IL-1 Alpha De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01583

Numéro d'article: CM0015903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL-1 alpha humaine (31 kDa), validé en WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'inflammation, de l'immunité innée et de la signalisation des alarmines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Ac anti-IL-1 alpha de lapin
Remarques/Alias	IL1 ; IL-1A ; IL1F1 ; IL1-ALPHA ; IL-1 alpha
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3552
GeneID	3552
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 113-267 de l'IL-1 alpha humaine (NP_000566.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P01583
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace