

IL10 Pac De Lapin Pour Wb Et Elisa - P18893

Numéro d'article: CM0020855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IL-10 de souris validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'IL-10 de souris, une cytokine anti-inflammatoire clé. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL10 pAc de lapin
Remarques/Alias	CSIF; If2a; IL-10; IL10
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3586
GeneID	16153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-178 de l'IL10 de souris (NP_034678.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18893
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace