

IL13 Anticorps Polyclonal De Lapin - P35225

Numéro d'article: CM0022060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL13 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec la souris. Convient à l'étude de l'inflammation allergique et des réponses immunitaires Th2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL13 anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	P600 ; IL-13 ; IL13
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3596
GeneID	3596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 146 de l'IL13 humaine (NP_002179.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P35225
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac réfrigérant