


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL17A Pour Ihc-P Et Elisa - Q16552

Numéro d'article: CM0002197



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'IL17A humaine (CTLA-8, 18kDa), validé pour IHC-P et ELISA. Reconnaît l'IL17A humaine. Idéal pour étudier les réponses inflammatoires, la défense antimicrobienne et l'immunité médiée par les cellules Th17.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IL17A
Remarques/Alias	IL17 ; CTLA8 ; IL-17 ; ILA17 ; CTLA-8 ; IL-17A ; IL17A
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-155 de l'IL17A humaine (NP_002181.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16552
Poids moléculaire de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace