


Polyclonal Anticorps De Lapin Anti-IL17A - Q16552

Numéro d'article: CM0016457



Introduction

Polyclonal anticorps de lapin anti-IL17A pour applications WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte l'IL-17A humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'inflammation médiée par les Th17, la défense antimicrobienne et l'intégrité de la barrière épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL17A pAb de lapin
Remarques / Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Espèce	Humain
Identifiant de gène	3605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-155 de l'IL17A humain (NP_002181.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16552
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace