

Anticorps Monoclonal De Lapin IL18 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14116

Numéro d'article: CM0006418



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'IL18 humaine (Interleukine-18). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité des cellules Th1/NK et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL18 mAc Lapin
Remarques/Alias	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3606
GeneID	3606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-193 de l'IL18 humaine (NP_001553.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14116
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace