


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL2 Pour Wb Et Elisa - P60568

Numéro d'article: CM0007395



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'interleukine-2 humaine (IL2) pour le Western blot et l'ELISA. Convient à l'étude de la croissance des lymphocytes T, de la tolérance immunitaire et de la recherche en immunothérapie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb IL2 de lapin
Remarques/Alias	IL-2 ; TCGF ; lymphokine ; IL2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3558
ID du gène	3558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 153 de l'IL2 humaine (NP_000577.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P60568
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant