


IL21R Lapin Pab - Q9Hbe5

Numéro d'article: CM0026737



Introduction

IL21R Lapin pAb est un anticorps polyclonal de haute qualité pour WB et ELISA, détectant le récepteur de l'interleukine-21 humain et murin (CD360). Idéal pour la recherche en biologie lymphoïde et sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL21R Lapin pAb
Remarques/Alias	NILR, CD360, IMD56, IL21R
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	50615
Identifiant du gène	50615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-240 de l'IL21R humain (NP_851565.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HBE5
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace