


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL4 Pour Wb, Elisa - P05112

Numéro d'article: CM0017626



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IL-4 humaine (interleukine-4), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation immunitaire et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-IL4
Remarques/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Espèce	Humaine
GeneID	3565 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'IL4 humaine (NP_000580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05112
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant