


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05112

Numéro d'article: CM0026411



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant l'IL4 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur les cytokines, l'activation des cellules B et les études sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL4 Lapin pAb
Remarques/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3565
GeneID	3565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-153 de l'IL4 humaine (NP_000580.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05112
Poids moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace