


IL4 Rabbit Polymab® Pour Wb, Elisa - P05112 / P07750

Numéro d'article: CM0006937



Introduction

IL4 Rabbit PolymAb® est un anticorps monoclonal de lapin validé pour WB et ELISA. Il reconnaît l'IL4 humaine et murine, avec un poids prédit de 17 kDa. Idéal pour les études sur la signalisation des cytokines, la régulation immunitaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL4 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	3565
GeneID	3565/16189
Immunogène	Protéine recombinante d'IL4 humaine/souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05112/P07750
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace