


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inmt Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95050

Numéro d'article: CM0014835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'indolethylamine N-méthyltransférase (INMT) pour WB, IF/ICC, ELISA. Convient aux échantillons humains et murins, détectant une bande de 29 kDa. Idéal pour les études sur la méthylation et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INMT Lapin pAb
Remarques/Alias	TEMT; INMT
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11185
ID de gène	11185
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-263 de l'INMT humaine (NP_006765.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95050
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace