

Inos Pab De Lapin - P35228

Numéro d'article: CM0013339



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'iNOS humaine (NOS2) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. 131 kDa. Idéal pour les études sur l'inflammation et la signalisation de l'oxyde nitrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	iNOS pAb de lapin
Remarques/Alias	NOS ; INOS ; NOS2A ; HEP-NOS ; iNOS
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4843
ID du gène	4843
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 948-1153 de l'iNOS humaine (NP_000616.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35228
Poids moléculaire de la protéine	131 kDa
Expédition	Sac de glace