

Anticorps Polyclonal Lapin Inpp1 Pour Wb Et Elisa - O15357

Numéro d'article: CM0013309



Introduction

Anticorps polyclonal lapin dirigé contre INPPL1 (SHIP2), validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible la phosphatidylinositol phosphatase SHIP2, un régulateur clé de la signalisation PI3K, pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPPL1 pAb lapin
Remarques / Alias	OPSM2 ; SHIP2 ; INPPL1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 310 de l'INPPL1 humain (NP_001558.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15357
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sac de glace